


esprit™
CLASS II CORRECTOR



Zubehör & Intraoral/Extraoral



esprit™
CLASS II CORRECTOR



Wahlweise CLIP & Pin System
für leichtes Einsetzen

Glatter & schmaler CNC gefräster
Körper für hohen Patientenkomfort

Innenliegende Feder mit kon-
stanten Kräften, geschützt vor
Verschmutzungen

Komfortabler Mesial-Anker
für leichtes Platzieren

Laser-verschweißte Komponenten
garantieren Stabilität, Bruchsicherheit & Hygiene

Body

- Keine Verformung der innenliegenden Feder
- CNC-gefräster Körper, sehr langlebig, stabil & komfortabel
- Geschlossene Feder verhindert Druckstellen & eingeschlossene Speisereste
- Laser-geschweißte Komponenten halten auch stärksten Belastungen stand
- Hoher Tragekomfort für den Patienten, keine scharfen Kanten oder offene Federn
- Großes Spektrum an Bewegung & weniger Separierung durch Zweifach Teleskop-Funktion

opal®
ORTHODONTICS
by ULTRADENT
PRODUCTS, USA

Patientenkomfort und optimal wirkende Kräfte sind im „Esprit“ Klasse 2 Gerät aufeinander abgestimmt. Jeder Bestandteil ist CNC gefräst und mit modernster Laser-Technologie miteinander verschweißt. Das garantiert maximale Widerstandskraft bei höchstem Patienten-

komfort. Die Feder mit ihren konstanten Kräften liegt nicht offen oder frei und kann somit die Schleimhaut nicht reizen. Außerdem ist sie dadurch sicher vor Verschmutzungen geschützt.



Clip

- Innovativer Clip für einfache Platzierung mit Sicherheitsverschluss
- Leicht und schnell mehrmals zu öffnen und zu schließen
- Stabil und Bruchsicher während der Behandlung
- Bei Bedarf kann das Häkchen gebogen werden
- Konstruiert für zusätzliche Kräfte, Präzision und Tragekomfort



Das „Esprit“ Klasse 2 Gerät ist in zwei Ausführungen, einer Clip- und einer Pin-Version erhältlich, um den Behandlungsmethoden aller Kieferorthopäden zu entsprechen. Beide Versionen sind in Einzelpackungen oder in 5 bzw. 20 Patienten-Sets erhältlich.

1-Fall Patienten Sortiment mit Clip oder Pin enthält:	KIT Clip	900 123
	KIT Pin	900 109
1 Modul Rechts + Links		
2 Clips oder Euclid Pins		
1 Messlineal		
1 Pushroad Small Rechts + Links (25mm)		
1 Pushroad Medium Rechts + Links (29mm)		
1 Pushroad Large Rechts + Links (32mm)		
2 Klemm- Stops		

Euclid Pin

- Leicht zu biegen an nur einem Punkt
- Kein Schneiden oder Vermessen notwendig
- Erlaubt Flexibilität in der Behandlung
- Konstruiert für zusätzliche Kräfte, Präzision und Tragekomfort



5-Fall Patienten Sortiment mit Clip oder Pin enthält:	KIT Clip	900 124
	KIT Pin	900 110
5 Module Rechts + Links		
10 Clips oder Euclid Pins		
2 Messlineale		
2 Pushroad Small Rechts + Links (25mm)		
2 Pushroad Medium Rechts + Links (29mm)		
2 Pushroad Large Rechts + Links (32mm)		
10 Klemm-Stops		

Mesial Anker

- Einzigartig glattes, flaches Häkchen einfach zu biegen und ohne Cutter zu entfernen
- Konstruiert für leichtes und sicheres Einsetzen
- Laser geschweißt für extra starke Kräfte



20-Fall Patienten Sortiment mit Clip oder Pin enthält:	KIT Clip	900 125
	KIT Pin	900 111
20 Module Rechts + Links		
40 Clips oder Euclid Pins		
5 Messlineal3		
5 Pushroad Small Rechts + Links (25mm)		
6 Pushroad Medium Rechts + Links (29mm)		
6 Pushroad Large Rechts + Links (32mm)		
20 Klemm-Stops		


Esprit Rechts Module mit Clip	5/Pk	900 126
Esprit Links Module mit Clip	5/Pk	900 127
Esprit Universal Module für Pin	5/Pk	900 128
Esprit Rechts Small Pushrod (26mm)	5/Pk	900 113
Esprit Links Small Pushrod (26mm)	5/Pk	900 114
Esprit Rechts Medium Pushrod (29mm)	5/Pk	900 115
Esprit Links Medium Pushrod (29mm)	5/Pk	900 116
Esprit Rechts Large Pushrod (32mm)	5/Pk	900 117
Esprit Links Large Pushrod (32mm)	5/Pk	900 118
Esprit Euclid Pin	10/Pk	900 121
Messlineal	5/Pk	900 122
Esprit Klemm Stops Nachfüll	10/Pk	900 023
Esprit Öffnungs Instrument		100 1422

GISHY GOO!™



GISHY GOO ist ein speziell konzipiertes Polyvinylsiloxan-Elastomer, das Ihren Patienten dabei hilft, sich mit ihren Brackets und speziell bei LINGUALTECHNIK wohler zu fühlen. Schleimhäute werden dauerhaft geschützt und es hält mehrere Tage auch sehr gut beim Essen oder Spielen von Blasinstrumenten.

- Reduziert teure Notfalltermine
- Haftet viel zuverlässiger als Wachs
- Schützt die Schleimhaut bis zu mehreren Tagen



**BESSER FÜHLEN
MIT GISHY GOO!**



Eine AUSGEZEICHNETE Möglichkeit für Patienten, sich mit ihrer Zahnspange wohler zu fühlen. **BESONDERS für LINGUALPATIENTEN!**



1 Eine kleine Menge Gishy Goo aus der Spritze auf den Finger drücken.



2 Zehn Sekunden lang gründlich zwischen den Fingern kneten. Nicht zu lange warten, da es sonst hart wird.



3 Gishy Goo direkt auf die gewünschten Brackets drücken. Zwei Minuten warten, bis es fest ist.

Erhältlich als 10er-Packungen oder Sparpackungen mit 50 Applikationsspritzen.

Packung		Art. Nr.
Gishy Goo! Applikationsspritze, zahnfarben	10er-Packung	500-059
Gishy Goo! Applikationsspritze Sparpackung, zahnfarben	50er-Packung	2749

GISHY GOO!TM



Opalpix hilft während der kieferorthopädischen Behandlung beim Sauberhalten der Zähne, da die Verwendung von Zahnseide für Patienten mit Zahnspange und Retainern schwierig sein kann. Opalpix können zur praktischen Zahnreinigung zwischen den Mahlzeiten und vor dem Zubettgehen verwendet werden.

Nach der Behandlung werden die Bereiche unter und neben den geklebten Retainern mit Opalpix gesäubert.

Opalpix	6600	12/Pk
Opalpix	5590	100/Pk



opalpixTM



opal[®]
ORTHODONTICS
by ULTRADENT
PRODUCTS, USA

Prophylaxe KIT



Somit hat der Patient das Wichtigste dabei!

in 4 Farben

Floss, Schutzwachs, Zahnbürste, Reise-
zahnbürste, Mundspiegel, Aproximal-
bürsten, Zahnseide.

Blau	M340-01
Rot	M340-02
Violett	M340-03
Grün	M340-04


Alginat Geschmack



Banane	ALFLBN
Blaubeere	ALFLBL
Kaugummi	ALFLBB
Kirsche	ALFLCH
Cola	ALFLCO
Fruchtpunsch	ALFLFP
Grape	ALFLGR
Lemon	ALFLLM
Orange	ALFLOR
Pfefferminz	ALFLPP
Pinacolada	ALFLPC
Erdbeere	ALFLST

opal[®]seal

Alles in einem Schritt



... auf Seite 65

Patienten-Wachs

Patienten Wachs

Klar in farbigen Boxen	M100-05	100/Pk
Klar geschmacksneutral	M200-05	50/Pk
Farbig sortiert	M200-07	50/Pk



Wachs-Dispenser

S408-01



Einzel-Packung je Farbe



Schwarz	RETBK	50/Pk
Pink	RETPK	50/Pk
Royal Blau	RETRB	50/Pk
Silber	RETSV	50/Pk
Grün	RETGR	50/Pk
Orange	RETOR	50/Pk
Violett	RETPP	50/Pk
Rot	RETRD	50/Pk
Türkis	RETTQ	50/Pk
Gelb	RETYW	50/Pk
Klar	RETCL	50/Pk

Retainer Box

Farbig gemischt RETAS 50/Pk



Metall Abform Löffel



Größe		PERFORIERT	
		OK	UK
Extra Small	5	TRAYXSU	TRAYXSL
Small	4	TRAYSU	TRAYSL
Medium	3	TRAYMU	TRAYML
Large	2	TRAYLU	TRAYLL
Extra Large	1	TRAYXLU	TRAYXLL

Größe		NICHT PERFORIERT	
		OK	UK
Extra Small	5	TRAYXSUNP	TRAYXSLNP
Small	4	TRAYSUNP	TRAYSLNP
Medium	3	TRAYMUNP	TRAYMLNP
Large	2	TRAYLUNP	TRAYLLNP
Extra Large	1	TRAYXLUNP	TRAYXLLNP

ProLock™ Abdruck Löffel



60 Stück Gemischt S311-00 60/Pk



Extra Large Violet

OK	S310-6U	50/Pk
UK	S310-6L	50/Pk



Mini Rot

OK	S310-1U	50/Pk
UK	S310-1L	50/Pk

Einzel-Packung je Größe



Medium Grün

OK	S310-4U	50/Pk
UK	S310-4L	50/Pk



Extra Small Orange

OK	S310-2U	50/Pk
UK	S310-2L	50/Pk



Large Gelb


OK	S310-5U	50/Pk
UK	S310-5L	50/Pk



Small Blau

OK	S310-3U	50/Pk
UK	S310-3L	50/Pk

Gesichtsmasken




M545-01

M545-02

M545-03

M545-04

M545-05



Farbige Gesichtsbögen .045

Kunststoff-Beschichtet und für
HG Tube Durchmesser .045"

	Größe 1 (83mm)	Größe 2 (90mm)	Größe 3 (97mm)	Größe 4 (104mm)	Größe 5 (111mm)	UNIVERSAL
Schwarz	CCFB101	CCFB201	CCFB301	CCFB401	CCFB501	CCFB001
Blau	CCFB102	CCFB202	CCFB302	CCFB402	CCFB502	CCFB002
Weiß	CCFB103	CCFB203	CCFB303	CCFB403	CCFB503	CCFB003
Orange	CCFB104	CCFB204	CCFB304	CCFB404	CCFB504	CCFB004
Grün	CCFB105	CCFB205	CCFB305	CCFB405	CCFB505	CCFB005
Hell Grün	CCFB106	CCFB206	CCFB306	CCFB406	CCFB506	CCFB006
Gelb	CCFB107	CCFB207	CCFB307	CCFB407	CCFB507	CCFB007
Violett	CCFB108	CCFB208	CCFB308	CCFB408	CCFB508	CCFB008
Pink	CCFB109	CCFB209	CCFB309	CCFB409	CCFB509	CCFB009

Standard Edelstahl Gesichtsbögen .045



	Kurzer Außenbogen	Mittel Außenbogen
Gr. 1 (83mm)	STFBOSH01	STFB01
Gr. 2 (90mm)	STFBOSH02	STFB02
Gr. 3 (97mm)	STFBOSH03	STFB03
Gr. 4 (104mm)	STFBOSH04	STFB04
Gr. 5 (111mm)	STFBOSH05	STFB05
UNIVERSAL	STFBOSH00	STFB00

Sicherheits-Module

	450 Gramm	600 Gramm	750 Gramm
Dunkel Blau	SRDB450	SRDB600	SRDB750
Schwarz	SRBK450	SRBK600	SRBK750
	5/Pk	5/Pk	5/Pk



Nackepolster



Konfetti	CPCF10	5/Pk
Royal Blau	CPRB10	5/Pk
Jeans Blau	CPDB10	5/Pk
Pink	CPPK10	5/Pk
Schwarz	CPBK10	5/Pk

High Pull Kopfkappe

	SMALL	LARGE
Schwarz	HPSBK5	HPLBK5
Royal Blau	HPSRB5	HPLRB5
Rot	HPSRD5	HPLRD5
	5/Pk	5/Pk



Lip Bumper



Universal Lipbumper .045 mit Hackchen in 5 Groen oder Universal Groe ohne Hackchen mit farbigem Lippenschild einzeln

	Groe 1 (83mm)	Groe 2 (90mm)	Groe 3 (97mm)	Groe 4 (104mm)	Groe 5 (111mm)	UNIVERSAL
Schwarz	CCLB101	CCLB201	CCLB301	CCLB401	CCLB501	CCLB001
Blau	CCLB102	CCLB202	CCLB302	CCLB402	CCLB502	CCLB002
Weiß	CCLB103	CCLB203	CCLB303	CCLB403	CCLB503	CCLB003
Orange	CCLB104	CCLB204	CCLB304	CCLB404	CCLB504	CCLB004
Grun	CCLB105	CCLB205	CCLB305	CCLB405	CCLB505	CCLB005
Hell Grun	CCLB106	CCLB206	CCLB306	CCLB406	CCLB506	CCLB006
Gelb	CCLB107	CCLB207	CCLB307	CCLB407	CCLB507	CCLB007
Violett	CCLB108	CCLB208	CCLB308	CCLB408	CCLB508	CCLB008
Pink	CCLB110	CCLB210	CCLB310	CCLB410	CCLB510	CCLB010
Rot	CCLB111	CCLB211	CCLB311	CCLB411	CCLB511	CCLB011