



OLS-2111
Bracket-Platzierpinzette, 13,5cm
- Tropezende zum Angulieren

45,70€
37,-€



OLS-2113
Bracket-Platzierpinzette, 14cm
- mit langer Setz- und Angulierungshilfe

45,70€
37,-€



OLS-2115
Bukkalaröhren-Platzierpinzette extra fein

45,70€
37,-€



OLS-4148
Distal Drahtbiegeinstrument universal
- doppelendig
- einfaches Biegen der distalen Enden aller typischen Drahtstärken

45,70€
37,45€

OLS-9200-018 für .018" Slots
OLS-9200-022 für .022" Slots
Bracket Navigator
nach Dr. S. Chhatwani/B. Chhatwani, BDS

weitere Informationen

93,25€ je 51,75€

- Horizontale Ausrichtung des Brackets mit dem angepassten Spatelteil
- Abstandskontrolle zur Inzisalfäche der Zahnkrone
- Entfernung von Kompositresten mit dem Scaler

DBGM = deutsches Gebrauchsmuster




OLS-6110
12cm
Ligaturepinzette - Schweizer Modell

99,65€
71,45€

"... erleichtert und beschleunigt das Ligieren von Brackets mit Ligaturengummi. Die grazil geformte Haltespitze vereinfacht das Ligieren von Gummiligaturen und funktioniert auch bei Brackets mit sehr kleinen Bracketflügelabständen. Der leichtgängige Verschluss ermöglicht ein zügiges, speditives Arbeiten am Patienten."

Dr. Luca Casella, Kieferorthopäde in Lugano (CH)



ausführlicher
Erfahrungsbericht




OLS-1281
Separierzange zum Platzieren elastischer Separatoren - einfach abgewinkelt

122,15€
97,45€



1149RH/14
14cm
Nadelhalter Lichtenberg - RH-Beschichtung
- leichtgängiges Modell

183,20€
119,75€



OLS-6101
Ligaturenzange
MATHIEU-Zange gerade

150,45€
je 112,55€

- Die feinen Arbeitsenden der Zangen sind optimal für die Bogen- und Ligaturen-Platzierung
- sehr leichtgängig für ein ermüdungsreduziertes Arbeiten



OLS-6101A
Ligaturenzange
MATHIEU-Zange gebogen lingual + Seitenzahnbereich

150,45€



hochwertiger THERMO Kunststoff - thermodesinfizierbar + autoklavierbar


490RO
490GR
490SC
490GE
490BL

9,40€ je 6,90€



485M
MANUSCAL Mundspiegelgriff

33,10€
26,25€



825
9cm
Kräftiges Modell, sehr grazile Spitze
speziell geeignet zum Schneiden von Tiefziehfolien

124,-€
93,75€



1598
Schieblehre ZÜRCHER Modell

152,80€
124,-€



OLS-1240A
Ersatz-Pads für Band-Entfernungszangen
OLS-1241 u. 1242 (Ø 5,3mm)

6,10€
4,70€

STERI-WASH-TRAY




3029-L-WE
Maße: 280x190x34mm
Passend für 15-20 Instrumente
Lieferung ohne Instrumente

247,95€
171,10€



478/4
FRONT SURFACE
Ø22mm

51,50€
Pack. à 12 24,95€



16cm / 20cm
45,65€ 34,70€
48,90€ 37,40€
1495 - 16 cm - 1495L - 20cm
Zangenständer rostfrei, mit rutschfestem Silikon für einen sicheren Stand

Ölstifte 2er-Set

990
Erhöhen Sie die Lebenserwartung Ihrer Instrumente
- keine braunen Verfärbungen durch herkömmliches Öl oder Spray
- mit leichtem Druck punktgenau ölen und konservieren
- Synthetisches TOP Öl
- geeignet für alle Sterilisationsverfahren
- transparent + geruchlos, toxikologisch unbedenklich



36,55€
25,-€

KIEFERORTHOPÄDIE PROMOTION · Frühjahr 2024

gültig vom 01.04. bis 30.06.2024

www.carlmartin.de

*Carl Martin-Aktionspreise. Preise p. Stück/Pack. in €, zzgl. MwSt., ab Werk, gültig bis 30.06.2024. Unverbindliche Aktionspreisempfehlung bei allen teilnehmenden Carl Martin GmbH-Fachhändlern. Artikel lieferbar nur solange der Vorrat reicht! / Lieferung ähnlicher Artikel vorbehalten! Preisänderungen, Preisfehler oder Produktabweichungen vorbehalten. Unsere AGB und die Widerrufsbelehrung finden Sie unter www.carlmartin.de.

Bestellen Sie über:

KFO Ortho Service Deutschland

Keppentaler Weg 9 • D-55286 Wörrstadt
Telefon: +49 (0) 6732 - 93 78 00
Fax: +49 (0) 6732 - 93 78 01
mail@ortho-service.de • www.ortho-service.de



NEUENKAMPER STR. 80 - 86 · D-42657 SOLINGEN · GERMANY
TEL. +49(0)212/81 00 44 · FAX +49(0)212/8 73 45
E-MAIL: INFO@CARLMARTIN.DE · INTERNET: WWW.CARLMARTIN.DE

Clear Aligner Zangen

Kaltverformung! Kein Erhitzen der Zangen notwendig!

Clear Aligner-SET

OLS-1500-SET6

Inhalt: OLS-1501, OLS-1502, OLS-1505, OLS-1506, OLS-1510, OLS-1520



special

Lochstanze

6mm, HM Einlagen

186,65€
133,85€

OLS-1501
Lochstanze zur Ausstanzung halbmondförmiger Aussparungen im Bereich von Brackets oder Knöpfchen. Auch zur Entfernung überstehender Kunststoffkanten um Verletzungen am Weichgewebe zu vermeiden.

Stanze tropfenform

HM Einlagen

186,65€
133,85€

OLS-1502
Spezialzange zum Ausstanzen einer tropfenförmigen Einkerbung am Rand des Aligners. Die Tropfenform ermöglicht das sichere Einhängen elastischer Gummzüge - auch für den Patienten.

Horizontal Zange

165,90€
133,85€

OLS-1505
Spezialzange zur Erzeugung von horizontalen Vertiefungen für individuellen Wurzeltorque. Ermöglicht auch die Verbesserung der Retention von Alignern oder Retainern.

Vertikal Zange

165,90€
133,85€

OLS-1506
Spezialzange zur Erzeugung einer Überkorrektur einer Rotation. Weiterhin können mit der Vertikal Zange In-Out-Diskrepanzen beseitigt werden.

Punkt Erhebungszange

1,5mm

165,90€
133,85€

OLS-1510
Spezialzange zur Erzeugung punktförmiger Erhebungen im Aligner. Ermöglicht die selektive Aktivierung, um den Druck auf die Einzelzähne zu erhöhen.

Reverse Zange

165,90€
133,85€

OLS-1520
Spezialzange zum Invertieren von Erhebungen im Aligner.

+++ L = langer Griff (15cm) +++ Standard Griff (13cm/14cm) +++ S = kurzer Griff (12cm) +++



HM = Premium High-End-Steel

OLS-1113
Flush-Cutter
13cm

165,90€
130,15€

- mit Hartmetalleinlagen HM
- mit Fangvorrichtung
- bündiges Schneiden zum Bracket oder Bukkalröhrchen
min.012"/max.021" x .025" ● .020"

OLS-1114
Distal-Schneider 13cm

165,90€
130,15€

- mit Hartmetalleinlagen HM
- mit Fangvorrichtung
- bündiges Schneiden zum Bracket oder Bukkalröhrchen
min.012"/max.021" x .025" ● .020"

OLS-1114-S
Distal-Schneider 12cm

165,90€
130,15€

- mit Hartmetalleinlagen HM
- mit Fangvorrichtung
- bündiges Schneiden zum Bracket oder Bukkalröhrchen
min.012"/max.021" x .025" ● .020"

OLS-1115-L
Distal-Schneider, graziler Zangenkopf
15cm

165,90€
130,15€

- mit Hartmetalleinlagen HM
- mit Fangvorrichtung
- bündiges Schneiden zum Bracket oder Bukkalröhrchen
min.012"/max.021" x .025" ● .020"

OLS-1115
Distal-Schneider, graziler Zangenkopf
13cm

165,90€
130,15€

- mit Hartmetalleinlagen HM
- mit Fangvorrichtung
- bündiges Schneiden zum Bracket oder Bukkalröhrchen
min.012"/max.021" x .025" ● .020"

OLS-1115-S
Distal-Schneider, graziler Zangenkopf
12cm

165,90€
130,15€

- mit Hartmetalleinlagen HM
- mit Fangvorrichtung
- bündiges Schneiden zum Bracket oder Bukkalröhrchen
min.012"/max.021" x .025" ● .020"

OLS-1116-L
Distal-Schneider 15cm
(lange Variante) mit abnehmbarer Fangvorrichtung für optimale Reinigung

165,90€
130,15€

- durch den langen Griff, verbunden mit einem grazilen Zangenkopf ist eine gute distale Erreichbarkeit gegeben
- mit Fangvorrichtung
- bündiges Schneiden zum Bracket oder Bukkalröhrchen
min.012"/max.021" x .025" ● .020"

OLS-1133
Lock Pins & Ligaturschneider
MINI 15°
13cm

153,10€
122,-€

- mit Hartmetalleinlagen HM
- mit kreuzverzahnten Arbeitsenden
max.015" SOFT

OLS-1211-L
Weingart Universalzange standard
15cm

122,15€
97,45€

- mit kreuzverzahnten Arbeitsenden
● - max.022" x .028"

OLS-1211
Weingart Universalzange standard
14cm

122,15€
97,45€

- mit kreuzverzahnte Arbeitsenden
● - max.022" x .028"

OLS-1212-L
Weingart SLIM
15,5cm

122,15€
97,45€

- mit kreuzverzahnte Arbeitsenden
● - max.022" x .028"

OLS-1212
Weingart SLIM
14,5cm

122,15€
97,45€

- mit kreuzverzahnte Arbeitsenden
● - max.022" x .028"

OLS-1115A-L
Distal-Schneider 10°
15cm mit langem gebogenem Griff
Identisch mit Modell OLS-1115-L, jedoch wurde der Griff gebogen um einen günstigeren Zugang nach Distal zu erreichen

153,10€
122,-€

- durch den langen Griff, verbunden mit einem grazilen Zangenkopf ist eine gute distale Erreichbarkeit gegeben
- mit Fangvorrichtung
- Schneiteinsätze aus Hartmetall HM
min.012"/max.021" x .025" ● .020"

OLS-1213
Weingart Universalzange
extra-schmal 14,5cm

153,10€
122,-€

- mit Hartmetalleinlagen HM
● - max.022" x .028"

OLS-1213-S
Weingart Universalzange
extra-schmal 13,5cm

153,10€
122,-€

- mit Hartmetalleinlagen HM
● - max.022" x .028"

OLS-1241
Band-/Bracket-Entfernungszange
posterior
14cm
- lange Schneide mittig zum okklusalen Pad

137,70€
109,70€

OLS-1242
Band-/Bracket-Entfernungszange
posterior
14cm
- kurze Schneide zum Anfang des Pads

137,70€
109,70€

OLS-1261
Bracket-Entfernungszange
gerade
14cm
- für alle Bracketmaterialien geeignet

122,15€
97,45€

OLS-1262
Bracket-Entfernungszange
abgewinkelt
13,5cm
- für alle Bracketmaterialien geeignet

122,15€
97,45€

OLS-1263
Lingual Bracket-Entfernungszange abgewinkelt
14cm
- durch die abgewinkelte Form eignet sich die Zange besonders zum Entfernen von Turbobites und lingualen Brackets ohne sie zu beschädigen

122,15€
97,45€

OLS-1314R
DE LA ROSA
12cm
Hollow Chop Bogenzange
- mit Rillen

122,15€
97,45€

max. .028"

OLS-1326
JARABAK
Drahtbiegezange
14cm
- zum Biegen von Light-Wire
- die Kerben ermöglichen präzises Biegen und Schließen von Loops.

137,70€
109,70€

max. ● .028"

OLS-1328
V-Stop Zange
13cm
- zum Formen von V-Biegungen in Bogendrähten (auch Nickel-Titan) um deren Verschiebung zu verhindern V-Stop Pliers

137,70€
109,70€

max. .028"

OLS-1340
Bajonett Stufenbiegezange
0,5mm, 13cm

137,70€
110,55€

OLS-1341
Bajonett Stufenbiegezange
0,75mm, 13cm

137,70€
110,55€

OLS-1342
Bajonett Stufenbiegezange
1,0mm, 13cm

137,70€
110,55€

Zum Biegen von bajonettförmigen (0,5mm - 0,75mm - 1,0mm) Stufen in einem Arbeitsschritt. Die Spezielle T-Form ermöglicht den Einsatz rechts wie links für Step-Up/Step-down oder In/Out Biegungen - auch bei einligierten Bögen. Durch die grazile Kopfgröße ergibt sich ein leichterer Zugang an engeren Stellen zwischen Draht und Zahn - auch von okkusal. Die Zange kann intra- und extraoral eingesetzt werden.