



opal[®]etch

Der **optimale** Beginn
für Ihr Bonding

- Selbstneutralisierend !
- Reduziert Entkalkungen
in Verbindung mit **Opal Seal** !



Ortho Service Deutschland

opal[®]etch

DAS SICHERSTE ÄTZGEL - NEUTRALISIERT SICH NACH 30 SEKUNDEN SELBST!

Dieses weltweit einzigartige Ätzgel basiert auf 35% Phosphorsäure und verhindert das „ÜBERÄTZEN“ des Zahnschmelzes auf Grund einer patentierten Formel zur Selbstneutralisation nach 30 Sekunden. Das schützt den Zahnschmelz in Verbindung mit Opal Seal sicher und nachhaltig vor Entkalkungen!

- Die leuchtend blaue Farbe sorgt für eine sichere und präzise Platzierung und vollständige Entfernung.
- Die patentierte Formel enthält einen oberflächenaktiven Stoff für vollständiges und einfaches Abspülen.
- Das Ergebnis ist immer ein gleichtiefes Schmelzmuster mit einer gut abgegrenzten, kroidigen Oberfläche.
- Spritze und Tip ermöglichen ein gut kontrollierbares Auftragen, sodass Weichgewebe geschützt wird.



Art. Nr.	Produktbeschreibung
500-012	Opal Etch Kit 4 - 1,5 g Opal Etch Spritzen 20 - Opal Blue Tips
500-013	Opal Etch Refill 20 - 1,5 g Opal Etch Spritzen
500-090	30ml Nachfüll-Spritze
500-019	20 - Opal Blue Tips



opal
ORTHODONTICS
"ULTRADENT"



OrthoService Deutschland

Keppentaler Weg 9
D-55286 Wörrstadt

Tel.: +49 (0) 6732- 93 78 00
Fax: +49 (0) 6732- 93 78 01

mail@ortho-service.de
www.ortho-service.de